



試薬ボトル(プラスチック容器)の一時的変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品の核酸精製・抽出キットに使用している試薬ボトル(プラスチック容器)につきまして、供給メーカーより一部の規格容量の入手が困難となったため、新しいメーカーのボトルを追加で使用となりました。当面の間は、供給を落ち着くまで、両メーカーのボトルを使用いたします。製品 Lot によっては、両メーカーのボトルが混合する可能性がありますので、ご承知の方をよろしくお願い申し上げます。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、本変更に伴う、製品の性能への影響はございません。

敬具

2024 年 12 月

株式会社 アニモス

記

- 対象商品 「MonoFas」シリーズ製品全製品、単品 Buffer 試薬
- 変更時期 旧ボトルでの製造品の在庫が無くなり次第、新ボトルでの製造品に変更します。
- ボトルの違いについて

	現行品	新規品
本体材質	HDPE	HDPE
蓋材質	HDPE	PP
容量(mL)	8, 15, 30, 60, 125, 250	8, 15, 30, 60, 125, 250
ボトルタイプ(細口)	8, 15, 30, 60	8, 15
ボトルタイプ(広口)	125, 250	30, 60, 125, 250

以上

ご不明な点がございましたら、お近くの販売代理店または弊社(Tel: 048-606-2892、E-mail: monofas@animos.co.jp)へお問い合わせください。